



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur thyroïdien McBurney

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur thyroïdien McBurney

SKU RM-MTR-19-1

\$49 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Standard — 7.5 in, lame 16x10 mm	RM-MTR-19-1-1	\$49

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur thyroïdien McBurney est un écarteur spécialisé pour la chirurgie endocrinienne et cervicale, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement sûr et non traumatique des tissus mous et une rétraction des muscles sous-hyoïdiens lors des procédures thyroïdiennes et parathyroïdiennes. Conçu avec une lame à angle droit à courbure anatomique, cet instrument permet aux équipes chirurgicales de mobiliser les muscles sterno-hyoïdiens et sterno-thyroïdiens en douceur loin de la glande thyroïde, établissant une fenêtre opératoire dégagée tout en protégeant les structures neurovasculaires adjacentes.

Construit pour assurer un levier mécanique équilibré lors des dissections cervicales délicates, cette configuration dédiée de l'écarteur thyroïdien McBurney présente une longueur totale de l'outil de 19 cm (\$49). Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), son extrémité active intègre un profil de lame de 16 mm de long sur 10 mm de large avec des bords arrondis et atraumatiques qui préviennent les contusions ou les déchirures tissulaires localisées. Le manche plat ergonomique offre aux assistants opératoires un levier manuel stable tout au long des interventions prolongées.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur thyroïdien McBurney pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux salles de chirurgie endocrinienne, aux blocs opératoires ORL et aux cliniques de chirurgie générale du monde entier une rigidité structurelle exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité complète à l'autoclavage.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest