



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Cerkes Nasal Retractor With Weight - Gruber Kolumella
Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Cerkes Nasal Retractor With Weight - Gruber Kolumella Ekartörü

SKU RM-CNRW-1

\$79 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Cerkes / Gruber Ağırlıklı Kolumella Ekartörü	Kalibre edilmiş küresel ağırlığa sahip anatomik kanca ucu	\$79
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$79

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Cerkes Nasal Retractor With Weight - Gruber Kolumella Ekartörü, açık rinoplasti prosedürlerinde kolumella ve kaudal septumun stabil, eller serbest (hands-free) bir şekilde ekarte edilmesi için tasarlanmış yenilikçi bir estetik cerrahi ekartördür. Özel anatomik kanca ucu ile kalibre edilmiş karşı ağırlığı birleştiren bu enstrüman, dokuları sabit tutmak için yerçekimi kuvvetini kullanır; böylece asistanın el yorgunluğunu ve operasyon alanındaki görüş kısıtlılığını ortadan kaldırır.

Klinik iş akışına kesintisiz uyum sağlamak üzere tasarlanan Cerkes Nasal Retractor With Weight - Gruber Kolumella Ekartörü sistemi, dermal vaskülariteyi bozmadan veya dokuyu sıkıştırmadan burun tabanının altına güvenle oturan hassas işlenmiş bir kolumella kancasına sahiptir. Askıdaki küresel ağırlık, nazik ve sürekli bir aşağı doğru traksiyon uygulayarak alt lateral kıkırdakların ve septal açının geniş, sabit bir görünümünü korurken, cerrahın her iki elini greft şekillendirme ve sütürleme işlemleri için serbest bırakır.

Yansıma yapmayan saten mat yüzeye sahip, birinci sınıf tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten imal edilen bu ürün, Retractor Maker tarafından sıkı klinik standartlara göre üretilmiştir. Kozmetik klinikleri ve KBB hastaneleri için vazgeçilmez, tam otoklavlanabilir ve günlük operatif kullanıma hazır bir enstrümandır.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest