



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Wallace Knee Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Wallace Knee Retractor

SKU RM-WKR-5IN-1

\$79 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Wallace Knee Retractor	5" (12.7 cm) toplam uzunluk, çift kollu kendinden tutmalı çerçeve, vida kilit dişlisi	\$79
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$79

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Wallace Knee Retractor, diz artrotomisi ve eklem rekonstrüksiyon prosedürleri sırasında güvenilir, eller serbest yumuşak doku ve kapsüler yer değiştirme sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış uzman bir kendinden tutmalı ortopedik cerrahi ekartördür. Ayarlanabilir çift kollu bir genişletici mekanizma ile tasarlanan bu alet, insizyon kenarlarını ve periartiküler dokuları kalibre edilmiş mekanik gerilim altında ayrı tutarak asistan el yorgunluğunu ortadan kaldırırken eklem boşluğuna açık bir görüş alanı sağlar.

Wallace Knee Retractor, yapısı bozulmadan yüksek frekanslı otoklav sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretilmiştir ve toplam alet uzunluğu 5 inçtir (12.7 cm, \$79). Olağanüstü korozyon direnci sağlamak için birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen yapısal geometri, merkezi bir vida kilit dişlisi tarafından yönetilen çift kollu kendinden tutmalı bir düzene sahiptir; bu düzen, kazara kayma olmadan karşı çekiş altında sıkıca kilitlenen pürüzsüz, mikro ayarlı kol yayılımı sağlar. Kavisli, künt çalışma uçları, lokalize ezilme yaralanmasına neden olmadan kapsüler kenarları güvenli bir şekilde kavrar.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Wallace Knee Retractor'ı tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretir; dünya çapındaki diz artroplastisi ünitelerine, spor hekimliği kliniklerine ve ortopedik travma ameliyathanelerine olağanüstü mekanik stabilite, korozyon direnci ve tam klinik güvenilirlik sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest