



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Meniskal Tamir Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Meniskal Tamir Ekartörü

SKU RM-MRR-5IN-1

\$59 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Meniskal Tamir Ekartörü	Boyutlar / Detaylar: 5" (12.7 cm) toplam uzunluk, cilalı kavisli deflektör bıçak · Dahil Olan Miktar: 1	\$59
Koruyucu Kılıf / Kutu	Boyutlar / Detaylar: Bireysel taşıma ambalajı · Dahil Olan Miktar: 1	\$59

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Meniskal Tamir Ekartörü, artroskopik içeriden dışarıya ve dışarıdan içeriye meniskal tamirler sırasında güvenli, atravmatik nörovasküler koruma ve kapsül retraksiyonu sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış uzman bir ortopedik diz aletidir. Arka diz kapsülünün arkasına oturacak şekilde tasarlanan bu ekartör, rijit bir iğne saptırıcı görevi görerek popliteal arteri, veni, tibial ve peroneal sinirleri ilerleyen menisküs sütür iğnelerinden korur.

Dokunsal geri bildirimi optimize etmek için özel bir boyut konfigürasyonunda üretilen bu Meniskal Tamir Ekartörü, 5 inç (12.7 cm, \$59) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen bıçak geometrisi, posterior femoral kondil ve tibial platoya uyum sağlayan açık uçlu, yuvarlak uç profilili kavisli bir şafta sahiptir. Yüzey kaplaması, lokal doku sürtünmesini en aza indirmek ve iğnenin posteromedial veya posterolateral insizyondan zahmetsizce kaymasını sağlamak için yüksek derecede cilalanmıştır.

Parlamayı önleyen saten mat sap ve ayna cilalı kaşık bıçakla dövülen Retractor Maker, Meniskal Tamir Ekartörünü tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmekte; dünya çapındaki spor hekimliği uzmanlarına ve diz cerrahlarına sarsılmaz yapısal rijitlik, korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sunmaktadır.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest