



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор лоскутный Maxwell

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор лоскутный Maxwell

SKU RM-MFR-4IN-1

\$29 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
22 mm Ширина рабочей части	RM-MFR-4IN-1-1	\$29
38 mm wide layout	RM-MFR-4IN-1-2	\$34

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Лоскутный ретрактор Maxwell — это специализированный ручной инструмент для пластической и реконструктивной хирургии, разработанный для надежной фиксации и элевации кожных лоскутов без проскальзывания при проведении ритидэктомии, блефаропластики и других операций на мягких тканях. Острые зубцы в форме грабель позволяют хирургу обеспечивать равномерную тракцию кожных и подкожных слоев, исключая локальные разрывы дермы.

Инструмент адаптирован для деликатного манипулирования в ограниченном операционном поле. Ретрактор Maxwell имеет общую длину 4 inches (10.2 cm), что обеспечивает ассистенту исключительную чувствительность кончиков пальцев. Изготовленный вручную из немецкой нержавеющей стали операционного класса, инструмент оснащен рабочей частью с 4 острыми зубцами в двух вариантах ширины: 22 mm (\$29) для локальных фациальных лоскутов и 38 mm (\$34) для широкой отслойки тканей щек и шеи. Эргономичная плоская рукоятка гарантирует стабильный захват без утомления кисти.

Матовое антибликовое сатиновое покрытие, наносимое Retractor Maker, позволяет ретрактору Maxwell выдерживать многократные циклы автоклавирования, обеспечивая высокую коррозионную стойкость и структурную жесткость для работы в клиниках эстетической хирургии по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)