



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Dumbach pour le canal mandibulaire

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Dumbach pour le canal mandibulaire

SKU RM-DMCR-1

\$49 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Courbe gauche — 23 cm	RM-DMCR-1-1	\$49
Courbe droite — 23 cm	RM-DMCR-1-2	\$49

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Dumbach pour le canal mandibulaire est un écarteur chirurgical maxillofacial spécialisé, conçu spécifiquement pour offrir une exposition sûre et non traumatique des bords inférieur et postérieur de la branche mandibulaire lors de procédures d'orthognathie et de traumatologie. Conçu avec une extrémité de travail en canal incurvé qui s'accroche solidement le long du bord de l'os cortical, cet instrument protège les vaisseaux faciaux et le nerf mandibulaire marginal des fraises rotatives et des scies oscillantes.

Conçue pour un dégagement intra-oral profond, cette configuration de l'écarteur de Dumbach présente une longueur structurelle totale étendue de 23 cm (\$49), représentant un profil de conception allongé et avancé conçu pour accéder confortablement aux champs mandibulaires profonds tout en maintenant les mains de l'assistant en toute sécurité à l'extérieur du couloir opératoire. Les chirurgiens peuvent personnaliser l'orientation opérationnelle lors de la commande entre Courbe Gauche et Courbe Droite pour s'aligner sur les approches chirurgicales localisées. Son manche ergonomique assure un levier manuel stable et sans fatigue.

Usiné à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition satinée mate sans reflet, Retractor Maker produit l'écarteur de Dumbach pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux chirurgiens oraux, maxillo-faciaux et plastiques du monde entier une durabilité supérieure, une haute résistance à la corrosion et une compatibilité totale avec l'autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest