



# RETRACTOR MAKER

## БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Реберный расширитель Finochietto-Infant

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Реберный расширитель Fi nochietto-Infant

**SKU** RM-FIRS-SERIES-1

**\$319 USD**

### СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

| КОЛИЧЕСТВО             | КОМПОНЕНТ                                   | РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ                                                        |
|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1                      | Деликатная горизонтальная рама-направляющая | Компактная конструкция, оптимизированная для младенческой торакотомии     |
| 2 (фиксированная пара) | Фиксированные угловые бранши                | Окончатые латеральные модули 14×15 mm или 15×15 mm                        |
| 1                      | Винтовой замок                              | Ручной предохранительный болт, фиксирующий ретракцию и снижающий нагрузку |
| 2                      | Эргономичные конические рычаги              | Легкие структурированные рукоятки с полностью гладкими внешними краями    |
| 1                      | Защитный бокс / упаковка                    | Стандартная транспортная упаковка                                         |

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Реберный расширитель Finochietto-Infant является незаменимым неонатальным и младенческим торакальным ретрактором, разработанным специально для контролируемого микрокалиброванного разведения ребер во время врожденных кардиоторакальных процедур. Оснащенный деликатной горизонтальной направляющей, этот инструмент позволяет педиатрическим хирургам раздвигать крошечные ребра младенцев с исключительной осторожностью, избегая разрывов реберно-хрящевых соединений и обеспечивая открытый визуальный доступ к средостению.

Серия Finochietto-Infant Rib Spreader адаптирована к анатомическим особенностям младенцев и предлагает разведение до 75 mm в двух конфигурациях браншей: Вариант А (\$319) с фиксированными окончатыми браншами 14 mm × 15 mm и Вариант В (\$349) с браншами 15 mm × 15 mm. Инструмент

изготовлен вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса; компактные латеральные модули надежно фиксируют ребра без скольжения. Ручной винтовой замок безопасности гарантирует стабильную ретракцию и снижает утомляемость хирурга, а эргономичные конические рычаги с гладкими внешними краями защищают прилегающие мягкие ткани.

Инструмент имеет антибликовое сатинированное покрытие. Retractor Maker производит расширитель Finochietto-Infant с учетом многократных циклов стерилизации, обеспечивая отделения неонатальной хирургии, центры детской кардиологии и травматологии исключительной механической стабильностью, коррозионной стойкостью и долговечностью при автоклавировании.



## БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

### КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

**[info@retractormaker.com](mailto:info@retractormaker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Веб-сайты

**[retractormaker.com](http://retractormaker.com)**  
**[retractormanufacturer.com](http://retractormanufacturer.com)**

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest