



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Lateral Dunn Dautrey

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Lateral Dunn Dautrey

SKU RM-DDLR-135-1

\$29 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador Lateral Dunn Dautrey	Comprimento total de 13.5 cm, lâmina lateral angulada	\$29
Luva Protetora / Caixa	Embalagem individual de transporte	\$29

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Lateral Dunn Dautrey é um afastador cirúrgico bucomaxilofacial especializado, projetado especificamente para fornecer retração lateral segura e não traumática de retalhos mucoperiosteais e tecidos da bochecha durante procedimentos ortognáticos e reconstrutivos orais. Projetado com uma extremidade de trabalho angulada, este instrumento permite que os cirurgiões mantenham uma visualização clara da superfície mandibular lateral sem obstruir brocas cirúrgicas e osteótomos.

Construído para manobrabilidade ideal em corredores intraorais confinados, este modelo de Afastador Lateral Dunn Dautrey apresenta um comprimento total compacto de 13.5 cm (\$29). Sua lâmina distal incorpora margens suaves e arredondadas que acomodam os tecidos moles confortavelmente, prevenindo a isquemia por pressão focal nos revestimentos mucosos. O cabo plano balanceado proporciona ao assistente cirúrgico um controle manual estável, reduzindo a fadiga manual durante osteotomias sagitais do ramo.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de qualidade premium com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Lateral Dunn Dautrey para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, proporcionando aos cirurgiões orais, bucomaxilofaciais e plásticos faciais em todo o mundo excepcional resistência à corrosão, rigidez estrutural e durabilidade total em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)