



# RETRACTOR MAKER

## BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur autostatique ALM

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Écarteur autostatique ALM

**SKU** RM-ASRR-1

**\$89 USD**

### TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

| TAILLE / OPTION                                       | SKU / DÉTAILS | PRIX (USD) |
|-------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 7 cm (approx. 2.75"), 4x4 griffes pointues ou mousses | RM-ASRR-1-1   | \$89       |
| 10 cm (approx. 4.0"), 4x4 dents pointues ou émoussées | RM-ASRR-1-2   | \$99       |

### DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur autostatique ALM est un instrument indispensable en petite chirurgie, conçu pour assurer l'écartement des berges de la plaie et une exposition tissulaire stable lors d'interventions superficielles. En fixant les marges tissulaires opposées grâce à des griffes calibrées avec précision, cet instrument libère l'assistant chirurgical tout en maintenant un champ visuel statique et clair dans les sites opératoires délicats.

Conçu pour l'accès micro-anatomique, l'écarteur autostatique ALM est fabriqué en deux longueurs compactes : 7 cm (\$89) et 10 cm (\$99). Les chirurgiens peuvent personnaliser l'instrument avec des griffes 4x4 pointues pour une prise sous-cutanée ferme, ou des griffes 4x4 mousses pour protéger les structures neurovasculaires délicates. Le mécanisme d'entraînement par vis papillon permet un écartement millimétrique et progressif des bras qui reste verrouillé sous contre-traction sans glissement accidentel.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur autostatique ALM pour résister aux cycles répétés d'autoclavage hospitalier, offrant aux cliniques de chirurgie plastique, orthopédique et générale une précision clinique durable.



## MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

### CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Sites web

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest