



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

APC Hüftwundhaken

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



APC Hüftwundhaken

SKU RM-APCHR-1

\$49 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Einzinkig	10" (25.4 cm) — gezielter Knochenhalt am Pfannenrand
1	Doppelzinkig	10" (25.4 cm) — ausgewogene Zweipunkt-Freilegung von Weichteilen und Kapsel
1	Schutzhülle / Box	Standard-Transportverpackung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der APC Hüftwundhaken ist ein hochbelastbarer orthopädischer Wundhaken, der speziell für die klare und stabile Darstellung tiefer Becken- und Acetabulumstrukturen bei totalendoprothetischen Hüftoperationen entwickelt wurde. Dieses Instrument wurde für enge Gelenkräume konzipiert und ermöglicht es chirurgischen Assistenten, eine kontinuierliche Gegenzugkraft auf dichte Muskel- und Kapselschichten aufrechtzuerhalten, ohne von den Knochenrändern abzurutschen.

Dieser APC Hüftwundhaken ist auf präzise Hebelwirkung ausgelegt und verfügt über eine Gesamtlänge von 10 Zoll (25.4 cm) mit einem abgewinkelten und konturierten Blattprofil, das für die Anatomie der Hüftkapsel optimiert ist. Chirurgen können zwischen einer scharfen Einzinken-Spitze für die gezielte Knochenverankerung oder einer Doppelzinken-Konfiguration für eine breitere Weichteilfreilegung wählen. Das Instrument ist mit einem verlängerten Hexagonalgriff ausgestattet, der eine überlegene Rotationskontrolle bietet und die Griffermüdung bei langwierigen Gelenkrekonstruktionen reduziert.

Hergestellt aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einer reflexionsfreien, satinierten Mattierung, produziert Retractor Maker den APC Hüftwundhaken so, dass er erheblichen mechanischen Drehmomenten und wiederholten Autoklavierzyklen standhält, was Teams in der

Gelenkrekonstruktion zuverlässige Haltbarkeit und Leistung bietet.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest