



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador McCabe Antral

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador McCabe Antral

SKU RM-MAR-658-1

\$99 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Padrão — 6 5/8 in	RM-MAR-658-1-1	\$99

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador McCabe Antral é um afastador cirúrgico de otorrinolaringologia indispensável, projetado especificamente para fornecer retração segura e mãos-livres de bochechas e tecidos moles durante cirurgias do seio maxilar e intervenções de Caldwell-Luc. Projetado com hastes curvas especializadas, este instrumento afasta de forma limpa os tecidos labiais e da bochecha da fossa canina, estabelecendo um corredor operatório desobstruído para o antro maxilar.

Construído para controle estrutural absoluto, esta configuração do Afastador McCabe Antral apresenta um comprimento total de 6 5/8 polegadas (16.83 cm). Fabricado à mão em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o instrumento incorpora hastes curvas integradas a um layout de retração centralizado de 2 lâminas que mantém as margens mucosas firmemente sob tensão mecânica contínua. O conjunto do cabo apresenta empunhadura em anel pareada com uma trava de cremalheira multiposição integrada, que elimina a fadiga manual do assistente durante explorações antrais extensas.

Forjado com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador McCabe Antral para resistir a ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, fornecendo a salas de ORL, clínicas bucomaxilofaciais e centros cirúrgicos em todo o mundo excepcional resistência à corrosão, estabilidade mecânica e durabilidade completa em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest