



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Aortique Crawford

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur Aortique Crawford

SKU RM-CAR-VASC-1

\$44 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Petit modèle — 19 cm length, lame 15.0 mm	RM-CAR-VASC-1-1	\$44
Grand modèle — 19 cm de long, valve de 15.0 mm	RM-CAR-VASC-1-2	\$49

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur aortique Crawford est un écarteur chirurgical cardiovasculaire essentiel, conçu spécifiquement pour assurer le déplacement sûr et non traumatique de l'aorte, de la veine cave et des principaux vaisseaux périphériques lors des reconstructions vasculaires. Doté d'une lame à courbure anatomique qui épouse les grands troncs artériels, cet instrument permet aux équipes vasculaires de maintenir un accès opératoire sans entrave tout en minimisant les forces de cisaillement sur les parois vasculaires fragiles et athéroscléreuses.

Conçu pour une micro-précision dans les champs thoraciques et abdominaux profonds, ce modèle d'écarteur aortique Crawford présente une longueur totale uniforme de 19 cm associée à une largeur de lame de 15,0 mm. Les chirurgiens peuvent choisir entre deux options de lame dédiées : une petite lame (Small \$44) idéale pour les interventions nécessitant une grande micro-précision dans des champs opératoires confinés, et une grande lame (Large \$49) configurée pour soulever des segments vasculaires plus larges. Le manche ergonomique équilibré assure une contre-traction manuelle stable et sans fatigue lors des anastomoses complexes.

Fabriquée en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur aortique Crawford pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux équipes de chirurgie cardiovasculaire, thoracique et vasculaire une haute résistance à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité clinique totale.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest