



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Biggs Face Lift (Ritidectomía)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Biggs Face Lift (Ritidectomía)

SKU RM-BFLR-1

\$79 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador Biggs Face Lift (Ritidectomía)	Longitud de 8" (20.3 cm), hoja fenestrada de 5.2 cm	\$79
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$79

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador Biggs Face Lift (Ritidectomía) es un instrumento de cirugía estética aclamado internacionalmente, diseñado para proporcionar una retracción de tejidos blandos amplia y atraumática durante los procedimientos de rejuvenecimiento facial. Diseñado con una hoja expansiva de 5.2 cm de ancho, este instrumento distribuye la fuerza de retracción de manera uniforme a través de los colgajos cutáneos y del SMAS, evitando el hoyuelo de los tejidos, la isquemia o el desgarro de los bordes durante el despegamiento extenso.

Fabricado para una ergonomía operativa superior, este modelo de separador Biggs Face Lift (Ritidectomía) presenta una longitud total de 8 pulgadas (20.3 cm). Su hoja integra una arquitectura fenestrada especializada que reduce el peso total al tiempo que permite a los cirujanos visualizar los planos tisulares subyacentes a través del cuerpo de la hoja. Un labio distal suavemente contorneado se engancha de forma segura bajo el colgajo cutáneo, proporcionando una contracción constante y minimizando la fatiga manual del asistente durante disecciones prolongadas.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico de primera calidad con un acabado mate satinado antirreflectante, Retractor Maker fabrica el separador Biggs Face Lift (Ritidectomía) bajo estrictas tolerancias clínicas, garantizando una alta resistencia a la corrosión, un manejo cómodo y una durabilidad completa en autoclave para centros de cirugía plástica y estética.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest