



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Langenbeck Green

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Langenbeck Green

SKU RM-LGR-1

\$44 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
17 cm	RM-LGR-1-1	\$44
y 22 cm	RM-LGR-1-2	\$49

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador Langenbeck Green es un separador quirúrgico manual indispensable, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento seguro y atraumático de tejidos blandos y músculos durante procedimientos de tiroides, cuello y cirugía general. Al combinar una hoja alargada en ángulo recto con un labio de retención curvado hacia abajo, este instrumento permite a los asistentes quirúrgicos mantener una contracción constante en planos tisulares delicados sin causar hematomas locales.

Construido con una matriz de tamaño adaptable, el separador Langenbeck Green se ofrece en dos longitudes totales: 17 cm (\$44) para disecciones superficiales de cuello y 22 cm (\$49) para campos quirúrgicos más profundos. Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el instrumento ofrece dos dimensiones de hoja: una hoja estrecha de 25 mm de largo x 6 mm de ancho para corredores tiroideos estrechos y una hoja intermedia de 41 mm de largo x 11 mm de ancho para una elevación muscular más amplia. Su mango ergonómico plano garantiza un control de agarre manual constante y sin fatiga.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker fabrica el separador Langenbeck Green para soportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a los quirófanos, salas de ORL y centros de cirugía ambulatoria de todo el mundo una durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y total confiabilidad clínica.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest