



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Широкий самодержащийся ретрактор

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Широкий самодержущийся ретрактор

SKU RM-WSRR-35-1

\$139 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Wide Self-Retaining Retractor	Гладкие бранши шириной 3.5" (8.89 см), наконечники 10x12 мм, реечный механизм	\$139
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$139

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Широкий самодержущийся ретрактор — это высококлассный хирургический расширитель, разработанный специально для широкого и непрерывного разведения краев раны и ретракции мягких тканей без создания точек чрезмерного давления. Благодаря широким сплошным браншам вместо отдельных зубцов, этот инструмент предотвращает выбухание жировой и мышечной ткани в операционное поле, обеспечивая беспрепятственный статический доступ при сложных вмешательствах.

Данная модель Retractor Maker, изготовленная по стандартам медицинского оборудования премиум-класса, имеет ширину бранш 3.5 inches (8.89 cm, \$139) с гладкой поверхностью. Инструмент выполнен вручную из высококачественной немецкой хирургической стали, что гарантирует долговечность, коррозионную стойкость и полную пригодность к автоклавированию. Элегантные низкопрофильные бранши размером 10 mm x 12 mm на рабочих концах минимизируют травму при введении. Надежный реечный механизм (кремальера) в сочетании с эргономичными кольцевыми ручками обеспечивает плавную и стабильную фиксацию без помощи рук.

Retractor Maker производит данный ретрактор с антибликовым сатиновым матовым покрытием, способным выдерживать многократные циклы стерилизации. Это гарантирует механическую стабильность и долговечность в условиях общей хирургии, ортопедии и пластической реконструкции по

всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest