



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastadores de Glenoide

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastadores de Glenoide

SKU RM-GLR-SERIES-1

\$88 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
8 ¾" - 9" — Voltado para a esquerda	RM-GLR-SERIES-1-1	\$88
8 ¾" - 9" — Voltado para a direita	RM-GLR-SERIES-1-2	\$91
9 ½" - 10 ½" — Voltado para a esquerda	RM-GLR-SERIES-1-3	\$94
9 ½" - 10 ½" — Voltado para a direita	RM-GLR-SERIES-1-4	\$97
11" - 11 ¾" — Voltado para a esquerda	RM-GLR-SERIES-1-5	\$100
11" - 11 ¾" — Voltado para a direita	RM-GLR-SERIES-1-6	\$103

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os Afastadores de Glenoide são instrumentos cirúrgicos ortopédicos especializados, projetados especificamente para fornecer uma exposição clara e estável da abóbada glenoide e da margem posterior da articulação durante artroplastias totais e reversas de ombro. Projetados com uma lâmina com garras anatomicamente curvada, esses afastadores fixam-se com segurança sobre a borda glenoide anterior ou posterior, mantendo os tecidos capsulares e a musculatura afastados para permitir a fresagem e o posicionamento da prótese sem obstruções.

Construída para acomodar diversas anatomias de pacientes e abordagens cirúrgicas, a série de Afastadores de Glenoide é fabricada em seis comprimentos totais selecionáveis: 8 ¾" (\$88), 9" (\$91), 9 ½" (\$94), 10 ½" (\$97), 11" (\$100) e um alcance estendido de 11 ¾" (\$103). Os cirurgiões podem selecionar entre perfis de orientação direcional voltados para a esquerda ou para a direita para alinhar-se com exposições cirúrgicas deltopeitorais ou superiores específicas. Seu cabo robusto proporciona aos assistentes cirúrgicos uma alavancagem superior e

reduz a fadiga manual.

Usinado a partir de Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico premium com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica os Afastadores de Glenoide para suportar cargas mecânicas pesadas e ciclos repetidos de autoclave hospitalar, proporcionando durabilidade excepcional, resistência à corrosão e desempenho clínico para equipes de reconstrução de ombro e trauma ortopédico em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest