



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Brunner Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Brunner Ekartör

SKU RM-BRUN-1

\$54 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
89 × 19 mm	RM-BRUN-1-1	\$54
101 × 25 mm	RM-BRUN-1-2	\$56
120 × 25 mm	RM-BRUN-1-3	\$58
130 × 29 mm	RM-BRUN-1-4	\$60
140 × 29 mm	RM-BRUN-1-5	\$62
159 × 29 mm	RM-BRUN-1-6	\$64
178 × 29 mm	RM-BRUN-1-7	\$69

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Brunner Ekartör, büyük açık abdominal, torasik ve pelvik prosedürler sırasında güvenilir yumuşak doku ve kas retraksiyonu sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış temel bir derin boşluk cerrahi ekartördür. Belirgin bir tutucu dudakla sonlanan uzatılmış dik açılı kanat yapısı, cerrahi ekiplerin kalın doku katmanlarını ve büyük kas kitlelerini minimum manuel eforla ekarte etmesine olanak tanır.

Tam prosedürel adaptasyon için üretilen bu Brunner Ekartör serisi, standart 25.5 cm toplam uzunluk ile yedi kademeli kanat boyutu sunar: 89 × 19 mm (\$54), 101 × 25 mm (\$56), 120 × 25 mm (\$58), 130 × 29 mm (\$60), 140 × 29 mm (\$62), 159 × 29 mm (\$64) ve ekstra derin 178 × 29 mm (\$69) konfigürasyonu. Geniş kanat yüzeyi, doku nekrozunu önlemek için tek tip basınç dağılımı sağlarken, ergonomik damla halkalı sap tasarımı uzun süreli karşı traksiyon sırasında sağlam ve kaymaz bir tutuş garantisi eder.

Parlamayı önleyen saten mat kaplamalı, birinci sınıf medikal sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker üretimi Brunner Ekartör, hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretilmiştir; genel cerrahi, ortopedi ve jinekoloji ekiplerine olağanüstü dayanıklılık ve klinik performans sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest