



# RETRACTOR MAKER

## BROCHURE PRODUIT DE

Écarteurs de lifting Freeman

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Écarteurs de lifting Freeman

**SKU** RM-FFLR-SERIES-1

**\$62 USD**

### TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

| TAILLE / OPTION                   | SKU / DÉTAILS      | PRIX (USD) |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| 20 mm - 22 mm — droit             | RM-FFLR-SERIES-1-1 | \$62       |
| 20 mm - 22 mm — courbe totale     | RM-FFLR-SERIES-1-2 | \$64       |
| 35 mm - 36 mm — Droit             | RM-FFLR-SERIES-1-3 | \$66       |
| 35 mm - 36 mm — Courbure complète | RM-FFLR-SERIES-1-4 | \$68       |
| 37 mm - 38 mm — Droit             | RM-FFLR-SERIES-1-5 | \$70       |
| 37 mm - 38 mm — Courbure complète | RM-FFLR-SERIES-1-6 | \$72       |

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Les écarteurs de lifting Freeman sont des instruments fondamentaux en chirurgie plastique esthétique, conçus spécifiquement pour assurer une élévation large et antidérapante des tissus et une visualisation optimale lors des rhytidectomies et des chirurgies reconstructrices faciales. Dotés d'une extrémité de travail large et profilée, ces écarteurs répartissent uniformément la contre-traction manuelle sur les lambeaux cutanés, évitant ainsi l'ischémie localisée, les capitons ou les déchirures dermiques lors des décollements étendus.

Conçue pour s'adapter à des zones anatomiques et des techniques opératoires spécifiques, cette gamme d'écarteurs Freeman maintient une longueur totale fixe de 7 inches (17.8 cm). La série est proposée en six diamètres de largeur standardisés : 20 mm (\$62), 22 mm (\$64), 35 mm (\$66), 36 mm (\$68), 37 mm (\$70) et 38 mm (\$72). Les chirurgiens peuvent choisir entre un profil droit pour une élévation planaire directe ou un modèle entièrement courbe qui épouse les contours du visage. Sa poignée plate ergonomique offre aux assistants chirurgicaux un contrôle stable et sans fatigue.

Usinés en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique les écarteurs de lifting Freeman selon des tolérances cliniques strictes, offrant une résistance exceptionnelle à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité totale en autoclave pour les cliniques de chirurgie esthétique et plastique faciale du monde entier.



## MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

### CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

**[info@retractormaker.com](mailto:info@retractormaker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Sites web

**[retractormaker.com](http://retractormaker.com)**  
**[retractormanufacturer.com](http://retractormanufacturer.com)**

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest