



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Tebbetts Breast Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Tebbetts Breast Retractor

SKU RM-TBR-64-1

\$64 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
9 cm × 24 mm — Mit Zähnen oder Ohne Zähne — Inframammärer Zugang, periareoläre Taschendissektion	RM-TBR-64-1-1	\$64
15 cm × 24 mm — Mit Zähnen oder Ohne Zähne — Zur Präparation tiefer subpektoraler Taschen und transaxillären Brustaugmentation	RM-TBR-64-1-2	\$64

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Tebbetts Breast Retractor ist ein international renommiertes Instrument für die ästhetische plastische Chirurgie, das speziell für die präzise Gewebeelevation und Taschenvisualisierung bei Brustvergrößerungen und Mammoplastiken entwickelt wurde. Mit seinem gebogenen, verjüngten Klingenprofil ermöglicht dieses Instrument Chirurgen eine saubere Dissektion und Elevation des Musculus pectoralis major, um eine ungehinderte chirurgische Tasche für das Einsetzen von Brustprothesen zu schaffen.

Diese Tebbetts Breast Retractor Serie (\$64) ist auf exzellente strukturelle Haltbarkeit ausgelegt, inklusive lebenslanger Garantie gegen Rost, und durch verschiedene Klingengrößen sowie Endkonfigurationen hochgradig anpassbar. Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), bietet das Instrument zwei Klingenabmessungen: ein 9 cm × 24 mm Layout für Standard-Inframammärinzisionen und ein verlängertes 15 cm × 24 mm Layout für die tiefe subpektorale Taschendissektion. Chirurgen können zwischen einem Profil „Mit Zähnen“ für optimalen Gewebehalt ohne intraoperatives Abrutschen oder einer Ausführung „Ohne Zähne“ (glattes Ende) für die sichere, extra-atraumatische Manipulation von Weichteilgewebe wählen. Der ergonomische Griff ermöglicht eine ermüdungsfreie manuelle Hebelwirkung.

Geschmiedet mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Tebbetts Breast Retractor so, dass er wiederholten Autoklavenzyklen im Krankenhaus standhält. Er bietet plastischen, kosmetischen und onkologischen Zentren weltweit kompromisslose Zuverlässigkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständige klinische Langlebigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest