



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Hohmann Retractors Angled

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Hohmann Retractors Angled

SKU RM-HRA-1

\$69 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
6 ½" 全長 — 16.51 cm 全長, 4 mm 角度付先端	RM-HRA-1-1	\$69
11" 全長 — 27.94 cm 全長, 7" ハンドル, 17 mm アングル	RM-HRA-1-2	\$79

製品詳細

Hohmann Retractors Angledは、直型のレトラクターでは術野の妨げとなる狭小な解剖学的スペースにおいて、確実な骨のレバレッジと軟部組織の圧排を行うために開発された整形外科用手術器具です。独特の角度がついたシャンクと輪郭形状の先端チップにより、助手の手を切開部から安全に遠ざけ、深い関節の凹部まで遮るもののない視界を確保します。

多様な組織の深さに対応するため、2種類のサイズ展開をご用意しています。全長6 ½-inch (16.51 cm) モデル (\$69) は、小関節や四肢の骨露出に最適な4 mmアングルチップを備えています。大型の全長11-inch (27.94 cm) モデル (\$79) は、17 mmの角度で曲がるように構成された7-inchハンドルを特徴とし、成人の股関節、膝関節、および長管骨の手術において、皮質縁から滑り落ちることなく強力なレバレッジを発揮します。

医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）に反射防止のサテンマット仕上げを施したRetractor Maker製のHohmann Retractors Angledは、整形外科特有の強いトルクや繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐える設計となっており、世界中の外傷・人工関節置換術チームに卓越した耐久性と臨床的信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest