



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Scoville Nervenhooken

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Scoville Nervenhaken

SKU RM-SNR-165-1

\$29 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Scoville Nervenhaken	16.5 cm Gesamtlänge, konturierte abgewinkelte Spitze, schlanker Schaft	\$29
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$29

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Scoville Nervenhaken ist ein essenzielles neurochirurgisches und spinalchirurgisches Instrument, das speziell für die schonende, atraumatische Mobilisierung von Nerven und die Verdrängung von Weichteilgewebe in beengten operativen Korridoren entwickelt wurde. Dank seines kompakten Profils ermöglicht dieser Retraktor Chirurgen die saubere Manipulation von Nervenstämmen und Durarändern, ohne den mikroskopischen Sichtkorridor einzuschränken oder den Raum für Mikroinstrumente zu begrenzen.

Optimiert für einen engeren, oberflächlicheren Zugang im Vergleich zu längeren Varianten, weist diese Konfiguration des Scoville Nervenhaken eine Gesamtlänge von 16.5 cm (\$29) auf. Handgefertigt aus erstklassigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit hoher Zugfestigkeit, umfasst die Blattgeometrie einen verlängerten, schlanken Schaft, der in einer konturierten, abgewinkelten Arbeitsspitze endet, um unbeabsichtigte Stichverletzungen an empfindlichem Gewebe zu vermeiden. Sein ergonomischer Flachgriff bietet dem Operateur eine verfeinerte taktile Sensibilität und präzise Kontrolle aus den Fingerspitzen.

Mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish geschmiedet, fertigt Retractor Maker den Scoville Nervenhaken als unsteriles, voll autoklavierbares Instrument, das für häufige Hochtemperatur-Aufbereitungszyklen ausgelegt ist. Eine lebenslange Garantie gegen Rost gewährleistet absolute klinische Zuverlässigkeit für Wirbelsäulen- und periphere Nervenzentren weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest