



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Cooley Sternal Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Cooley Sternal Retractor

SKU RM-CSR-STD-1

\$354 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Profil für Kinder — 145.0 mm × 140.0 mm × 21.0 mm × 45.0 mm	RM-CSR-STD-1-1	\$354
Profil für Erwachsene — 200.0 mm × 180.0 mm × 32.0 mm × 50.0 mm	RM-CSR-STD-1-2	\$364
Extra großes Profil — 178.0 mm × 152.0 mm × 102.0 mm × 29.0 mm	RM-CSR-STD-1-3	\$374

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Cooley Sternal Retractor ist ein grundlegendes kardiothorakales chirurgisches Instrument, das speziell für eine zuverlässige, symmetrische Sternal spreizung und eine breite mediastinale Exposition bei Operationen am offenen Herzen und im Thorax entwickelt wurde. Dieser selbsthaltende Retraktor ist mit einem robusten Zahnstangengetriebe ausgestattet, das die hohen Spreizkräfte gleichmäßig über beide hemisternalen Ränder verteilt und so lokalisierte Knochenfrakturen und kostochondrale Dislokationen verhindert.

Um verschiedenen anatomischen Patientenprofilen gerecht zu werden, wird der Cooley Sternal Retractor in drei präzise skalierten Konfigurationen gefertigt: Kinder-Profil (145 × 140 × 21 × 45 mm, \$354), Erwachsenen-Profil (200 × 180 × 32 × 50 mm, \$364) und ein Extra Large-Profil (178 × 152 × 102 × 29 mm, \$374). Seine anatomischen Valvenkrümmungen und Schutzkanten sitzen sicher an den geteilten Sternalrändern und gewährleisten ein stabiles Sichtfeld während der Bypass-Kanülierung, Klappenrekonstruktion und Transplantatanastomosen.

Geschmiedet aus hochwertigem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) in medizinischer Qualität mit einem reflexionsfreien seidenmatten Finish, stellt Retractor Maker den Cooley Sternal Retractor so her, dass er wiederholten Autoklavenzyklen im Krankenhaus standhält. Er bietet herzchirurgischen

Abteilungen weltweit eine außergewöhnliche mechanische Steifigkeit, einen reibungslosen Kurbelmechanismus und lebenslange Haltbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest