



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Caspar Autoestático

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Caspar Autoestático

SKU RM-CSRR-SET-1

\$649 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Chassi de Estrutura de Tesoura de Dobradiça Dupla	Estrutura articulada de baixo perfil com cremalheira e trava de parafuso
1	Chave de Ajuste Manual	Chave de ajuste calibrada para configuração de micro-tensão
1 Conjunto	Lâminas Laterais com Pontas Semi-Afiadas	Profundidade de 38 mm (estilos selecionáveis de 2, 3 ou 4 pontas)
1 Conjunto	Lâminas de Gancho Visceral Planas Alongadas	Módulos de lâmina atraumática lisa com profundidade de 38 mm
1	Caixa de Armazenamento / Trânsito Protetora	Estojo de transporte com encaixe personalizado

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Caspar Autoestático é um sistema de afastador cirúrgico espinhal aclamado internacionalmente, projetado especificamente para fornecer deslocamento estável e mãos-livres de tecidos moles e vísceras durante a discectomia cervical anterior e fusão (ACDF) e corpectomia cervical. Projetado com uma estrutura de tesoura de dobradiça dupla que posiciona os cabos lateralmente longe do pescoço, este sistema permite que os cirurgiões de coluna mantenham uma contra-tração medial-lateral contínua sem obstruir a linha de visão microscópica ou a imagem fluoroscópica.

Construído conforme especificações clínicas, este conjunto completo do Afastador Caspar Autoestático (\$649) apresenta um chassi de tesoura articulado com haste de dobradiça dupla governado por uma trava de parafuso

integrada e alavanca de bloqueio de cremalheira. Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o sistema modular inclui uma chave de ajuste manual junto com um sistema de lâminas laterais destacáveis configurado com uma profundidade de trabalho padrão de 38 mm. O inventário de lâminas modulares combina lâminas com pontas semi-afiadas (selecionáveis em estilos de 2, 3 ou 4 pontas para ancoragem segura nos músculos longos do pescoço) e módulos de lâmina plana/gancho Caspar alongados que afastam com segurança o esôfago e a traqueia medialmente.

Forjado com um acabamento fosco acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Caspar Autoestático para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo às salas de neurocirurgia e centros de coluna ortopédica em todo o mundo estabilidade mecânica inigualável, resistência à corrosão e durabilidade completa em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)