



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Gerbault Tebbett's Aspiratörlü Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Gerbault Tebbett's Aspiratörlü Ekartör

SKU RM-GTSR-1

\$209 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
14 cm — Aspirasyonlu Ekartör	RM-GTSR-1-1	\$194
18 cm — Aspiratörlü Ekartör — Standart	RM-GTSR-1-2	\$209
Çift Aspirasyonlu & Fiber Optik Tasarım — 3 delikli uçlu ekartör, aspirasyon hattı ve fiber optik demeti	RM-GTSR-1-3	\$209

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Gerbault Tebbett's Aspiratörlü Ekartör; üstün dorsal flep elevasyonu, sürekli duman/sıvı tahliyesi ve gölgesiz intraoperatif görüntüleme sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış birinci sınıf bir rinoplasti ve yüz rekonstrüktif cerrahi aletidir. Modern koruyucu ve yapısal rinoplasti tekniklerine uygun olarak tasarlanan bu alet, ikincil bir aspirasyon kanülüne ihtiyaç duymadan kanı ve irigasyon sıvısını anında temizler.

Dar nazal boşluklarda ödün vermeyen operasyon görüş hatları için üretilen bu Gerbault Tebbett's Aspiratörlü Ekartör modeli, yumuşak doku çekilmesini veya mukozal tıkanmayı önlerken sıvıyı verimli bir şekilde aspire eden tescilli üç delikli bir uç tasarımına sahiptir. Cerrahlar aleti iki işlevsel seçenekle yapılandırabilir: universal aspiratör hortumu konnektörüne sahip standart Sadece-Aspiratörlü model veya entegre aspirasyon kanalını yüksek iletimli fiber optik kanal yollarıyla birleştirerek eş zamanlı kavite aydınlatması ve sıvı temizliği sağlayan Çift Aspiratörlü & Fiber Optik Model (\$209).

Tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten ve parlama önleyici saten mat kaplamalı yüksek iletimli optik cam fiberlerden üretilen Retractor Maker, Gerbault Tebbett's Aspiratörlü Ekartörü steril olmayan ve koruyucu ambalaj içinde tamamen otoklavlanabilir şekilde sunarak; plastik, KBB ve rekonstrüktif cerrahi merkezlerine sarsılmaz klinik hassasiyet ve optik dayanıklılık sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest