



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Nasal Converse

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Nasal Converse

SKU RM-CNR-45-1

\$69 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Sem Fibra Óptica	RM-CNR-45-1-1	\$69
Com Fibra Óptica	RM-CNR-45-1-2	\$209

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Nasal Converse é um afastador cirúrgico para rinoplastia padrão da indústria, projetado especificamente para proporcionar uma elevação estável e traumática do envelope cutâneo nasal, da abóbada cartilaginosa e do periósteo dorsal. Projetado com um ângulo descendente ideal, este instrumento permite que os cirurgiões mantenham o acesso operatório livre ao dorso ósseo e cartilaginoso, protegendo o retalho cutâneo sobrejacente de hematomas focais.

Construído para adaptabilidade processual, este modelo de Afastador Nasal Converse apresenta um comprimento total de 4 ½ polegadas (11.4 cm) combinado com um perfil de lâmina cônica de 11.0 mm de largura por 44.0 mm de comprimento. O instrumento está disponível em duas opções funcionais: um modelo padrão sem iluminação (\$69) e uma configuração premium iluminada (\$209) que incorpora um feixe de fibra óptica integrado que projeta iluminação brilhante e sem sombras diretamente no campo cirúrgico profundo. O feixe de luz inclui um encaixe universal compatível com fontes de luz padrão de centro cirúrgico (Storz, Olympus, Wolf, ACMI).

Usinado a partir de Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico premium com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Nasal Converse para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, proporcionando aos centros cirúrgicos de cirurgia plástica e otorrinolaringologia clareza óptica excepcional, resistência à corrosão e longevidade clínica.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest