



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Scoville Nervenwurzelhaken

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Scoville Nervenwurzelhaken

SKU RM-SNRR-235-1

\$29 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Scoville Nervenwurzelhaken	23.5 cm Gesamtlänge, abgewinkelte konturierte Spitze, schlanker Schaft	\$29
Schutzhülle / Box	Einzelverpackung für den Transport	\$29

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Scoville Nervenwurzelhaken ist ein international anerkannter neurochirurgischer und spinalchirurgischer Retraktor, der speziell für die sichere, atraumatische Retraktion und Abschirmung verlaufender Spinalnervenwurzeln und des Thekalsacks während der posterioren lumbalen Disketomie entwickelt wurde. Dank seines verlängerten, schlanken Schafts ermöglicht dieser Retraktor Chirurgen das komfortable Arbeiten in tiefen interlaminären Fenstern, ohne die mikroskopische Visualisierung zu behindern oder den Raum für Mikroinstrumente einzuschränken.

Klassifiziert als spezialisierter Nervenwurzelhaken in Premium-OP-Qualität, weist diese spezifische Scoville Nervenwurzelhaken-Konfiguration eine Gesamtlänge von 23.5 cm (\$29) auf. Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) in OP-Güte, um eine lebenslange Garantie gegen Rost und Defekte zu bieten, umfasst seine Geometrie einen schlanken Schaft mit einer abgewinkelten, konturierten Arbeitsspitze. Diese wurde speziell entwickelt, um Nervenfasern sanft zu umschließen und lokalisierte Traktionsneuropraxien oder Duraraum-Verletzungen zu verhindern. Der ergonomische Flachgriff bietet ein präzises taktils Feedback.

Geschmiedet mit einem blendfreien, satinmatten Finish, fertigt Retractor Maker den Scoville Nervenwurzelhaken für die hochfrequente Autoklavierung. Dies bietet neurochirurgischen Abteilungen, Wirbelsäulenzentren und orthopädischen Operationssälen weltweit außergewöhnliche Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Sterilisationsbeständigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest