



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Richardson Retractor Grip Handle - Ergonomik Saplı
Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Richardson Retractor Grip Handle - Ergonomik Saplı Ekartör

SKU RM-RRGH-1

\$64 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
9 ½" (24.13 cm) — İçi boş, Lamb veya Hafif Saplı	RM-RRGH-1-1	\$64
10.0" (25.40 cm) — İçi boş, Lamb veya Hafif Tip Tutamak	RM-RRGH-1-2	\$69
11.0" (27.94 cm) — İçi boş, Lamb veya Hafif Tip Tutamak	RM-RRGH-1-3	\$74

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Richardson Retractor Grip Handle, klasik abdominal ekartörün gelişmiş ergonomik bir revizyonudur ve özellikle büyük açık prosedürler sırasında kullanıcı yorgunluğunu azaltırken derin kas deplasmanı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Yumuşak tutucu bir dudakla sonlanan uzun, dik açılı içbükey bir uçla tasarlanan bu alet, cerrahi asistanların yoğun abdominal duvarlar ve visseral düzlemler üzerinde kayma yapmadan sürekli karşı traksiyon uygulamasını sağlar.

Yüksek frekanslı otoklav sterilizasyonuna dayanacak şekilde ve tamamen korozyona dirençli olarak üretilen bu Richardson Retractor Grip Handle serisi, üç toplam uzunlukta yüksek adaptasyon kabiliyetine sahiptir: 9 ½ inç (24.13 cm, \$64), 10 inç (25.40 cm, \$69) ve 11 inç (27.94 cm, \$74). Birinci sınıf ameliyathane kalitesinde Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen bu seride cerrahlar üç özel sap profili arasından seçim yapabilirler: zorlanmayı en aza indirmek için hafif bir iskeletle inşa edilmiş Hollow Grip Handle (Oluklu Sap), avuç içi desteği için ergonomik olarak şekillendirilmiş Lamb Handle (Kuzu Sap) veya Lightweight Grip Handle (Hafif Kavrama Sap). Dengeli şasisi, ameliyat asistanlarına yorulmadan manuel kaldıraç gücü sağlar.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker üretimi Richardson Retractor Grip Handle, ağır mekanik yüklere ve tekrarlanan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretilmiştir; dünya

çapındaki genel cerrahi, jinekoloji ve ortopedi ameliyathanelerine olağanüstü klinik dayanıklılık, korozyon direnci ve cerrahi güvenilirlik sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest