



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Lobster 前方腰椎開創器システム

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Lobster 前方腰椎開創器システム

SKU RM-LALR-1

\$3,999 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
6	Lobster リトラクタークランプ	—
1	垂直ポスト&フレームカブラー付 Lobster テーブルクランプ	—
1	Lobster フレーム	—
2	Lobster Mayo スイベルリトラクター、ステンレス製	2¾" × 2"
1	Lobster Mayo スイベルリトラクター、ステンレス製	3½" × 2"
1	Lobster Deaver スイベルリトラクター、ステンレス製	2¾" × 4½"
1	Lobster Harrington スイベルリトラクター、ステンレス製	2" × 5"
1	Lobster Malleable スイベルリトラクター、ステンレス製	2" × 6½"
1	Lobster Malleable スイベルリトラクター、ステンレス製	3" × 6½"
1	Lobster Fence スイベルリトラクター、ステンレス製	4" × 6"

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
2	Lobster Renal スイベルリトラクター、ステンレス製	1" × 4"
2	Lobster Renal スイベルリトラクター、ステンレス製	1" × 6"
2	Lobster Renal スイベルリトラクター、ステンレス製	1" × 8"
1	Lobster Splanchnic スイベルリトラクター、ステンレス製	1½" × 6"
1	Lobster Splanchnic スイベルリトラクター、ステンレス製	2" × 4½"
1	Lobster Splanchnic スイベルリトラクター、ステンレス製	2" × 6"
1	Lobster Splanchnic スイベルリトラクター、ステンレス製	2" × 8"
1	滅菌ケース	—

製品詳細

Lobster 前方腰椎開創器は、前方アプローチによる脊椎手術の厳しい術野展開の課題に対応するために設計された高耐久手術台固定式開創器システムです。堅牢なポストとフレームカブラーを介して手術台のサイドレールに直接取り付けすることで、この強固なプラットフォームは助手の疲労を解消し、後腹膜腔全体で安定した信頼性の高い多角的開創を提供します。

椎間腔の処置中に重要な血管構造を保護するように設計された Lobster 前方腰椎開創器システムは、剛性の高い Lobster 構造フレームと6個のクイックロック式リトラクタークランプで構成されています。このセットには、狭い Renal ブレード（深さ最大 8"）、幅広の Splanchnic 内臓リトラクター、保護用の Fence ブレード、Deaver、Harrington、Mayo、および患者固有の腰椎前弯や解剖学的構造にスムーズに適応する可動式の Malleable ブレードを含む、計16個の広範なスイベルリトラクターブレードが付属しています。

生体適合性があり非磁性のサージカルグレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）に反射防止サテン仕上げを施して製造されており、Retractor Maker は Lobster 前方腰椎開創器を高耐久滅菌ケースに収めて提供します。複雑な腰椎再建術を行う病院や脊椎センターに、完全オートクレーブ対応の高精度なソリューションを提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest