



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Система ретракции Budde Halo Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Система ретракции Budde Halo Retractor

SKU RM-BHR-1

\$2,499 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Гало-кольцо	Двухшарнирная кольцевая конструкция
3	Гибкий фиксатор (Flex Arm)	9 in (229 mm)
2	Опорный кронштейн Budde Halo	Усиленные монтажные зажимы
2	Опорная штанга Budde Halo	Диаметр 5/16 in
1	Лоток для салфеток Budde Halo	Встроенный перфорированный лоток
1	Мини-тиски Budde Halo	Зажимной блок из нержавеющей стали
2	Изогнутые ретракторы Budde	Конические ретракторы для мозга
2	Микролезвия TEW	Микролезвия из нержавеющей стали
2	Регулировочные ключи	Инструменты для фиксации системы
1	Стерилизационный короб	Перфорированный поддон-органайзер

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Budde Halo Retractor представляет собой специализированную двухшарнирную систему краниальной ретракции, разработанную для создания низкопрофильного, стабильного 360-градусного рабочего периметра вокруг краниальных доступов. Крепление системы осуществляется непосредственно к стойкам фиксатора черепа Mayfield или боковым рельсам стола с помощью высокопрочных опорных

штанг, что изолирует силы ретракции мозга от стола и предотвращает случайное смещение тканей при изменении положения операционного поля.

Разработанная для прецизионной микронейрохирургии, система Budde Halo Retractor оснащена двухшарнирным кольцевым гало-кольцом, которое может складываться в конфигурацию полукольца для беспрепятственного латерального доступа. Само кольцо служит эргономичной опорой для рук, стабилизируя предплечья хирурга во время тонкой диссекции. Комплект поставляется в сборе с тремя 9-дюймовыми гибкими фиксаторами («руками»), микролезвиями TEW, коническими изогнутыми ретракторами головного мозга, встроенным лотком для салфеток, мини-тисками и набором регулировочных ключей.

Система изготовлена компанией Retractor Maker из немагнитной хирургической нержавеющей стали с антибликовым сатиновым покрытием. Поставляется в нестерильном виде, полностью пригодна для автоклавирования в высокопрочном перфорированном алюминиевом стерилизационном контейнере, что гарантирует хирургическую точность и долговечность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest