



## 製品パンフレット

Tebbetts Fiber Optic Breast Augmentation Retractor, Double Handle

### CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines

Donald Cameron



# Tebbetts Fiber Optic Breast Augmentation Retractor, Double Handle

SKU RM-TFOBARDH-1

**\$259 USD**

## 利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                                                     | SKU / 詳細        | 価格 (USD) |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 光源なし — 13 selectable sizes (有鉤/無鉤) — 汎用ファイバーケーブルアダプター (Storz/Wolf/Olympus/ACMI) | RM-TFOBARDH-1-1 | \$259    |
| コードレスLED光源付 — 13 selectable sizes (有鉤/無鉤) — コードレス電池式LEDライトユニット (単3乾電池使用、ガス滅菌可)  | RM-TFOBARDH-1-2 | \$335    |

## 製品詳細

Tebbetts Fiber Optic Breast Augmentation Retractor, Double Handleは、複雑な乳房再建手術において、優れた手動カウンター・トラクションと影のない光学照明を提供するために設計された高度な照明付き美容外科用開創器です。人間工学に基づいたダブルハンドル構成により、手術助手が緻密な大胸筋に対して両手で持続的な牽引力を加えることができ、長時間のポケット剥離における片手の疲労を解消します。

手術室での長時間の使用による術者の疲労を最小限に抑えるよう設計されたこのTebbetts Fiber Optic Breast Augmentation Retractor, Double Handleモデルは、80×16、90×27、110×25、120×25、130×16、130×25、150×25、150×30、150×36、180×16、180×25、190×36、220×27 mmの計13種類の多様なブレードサイズから選択可能です。最高級のドイツ製サージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、繊維組織上での滑りを防ぐ「有鉤（With Teeth）」タイプと、低侵襲な操作に適した「無鉤（Without Teeth/Smooth End）」タイプが用意されています。ライトソースは、既存の光ファイバーケーブルを使用する「ライトソースなし（\$259）」、または単3電池駆動でガス滅菌可能な高輝度白色光の「ワイヤレスLED再利用可能ライトソース付き（\$335）」の2つのオプションを提供します。

反射を抑えたサテンマット仕上げを施したRetractor Maker製のこの開創器は、繰り返しの病院での滅菌サイクルに耐えるよう製造されており、世界中の形成・美容外科センターにおいて、比類のない光学的透明度、機械的剛性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

#### RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

[info@retractormaker.com](mailto:info@retractormaker.com)

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

[retractormaker.com](https://retractormaker.com)  
[retractormanufacturer.com](https://retractormanufacturer.com)

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

#### フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest