



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur autostatique Harvey Jackson Self Retaining
Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur autostatique Harvey Jackson Self Retaining Retractor

SKU RM-HJSRR-1

\$229 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Harvey Jackson Self Retaining Retractor	Longueur totale 28 cm, mors 45 x 32 mm, 3x3 griffes pointues — 1	\$229
Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel — 1	\$229

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Harvey Jackson Self Retaining Retractor est un écarteur chirurgical robuste conçu spécifiquement pour assurer une rétraction puissante et mains libres des tissus mous et des muscles lors d'interventions rachidiennes, orthopédiques et pelviennes profondes. Conçu avec un cadre mécanique robuste, cet instrument maintient une exposition large et constante à travers les plans musculaires épais, éliminant la fatigue de l'assistant manuel lors des décompressions osseuses étendues.

Construit pour offrir une exposition optimale de la surface dans les cavités profondes, cette configuration de l'écarteur Harvey Jackson Self Retaining Retractor présente une longueur totale de 28 cm (\$229). Ses mors de travail mesurent 45 mm de profondeur par 32 mm de largeur, intégrant une disposition de 3x3 griffes pointues courbées vers l'extérieur qui s'ancrent solidement dans les fascias fibreux denses et les muscles. Le verrouillage à crémaillère mécanique multiposition intégré maintient automatiquement la contre-tension tissulaire ciblée, empêchant tout glissement accidentel tout au long des procédures chirurgicales prolongées.

Forgé à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition mate satinée sans reflet, Retractor Maker fabrique le Harvey Jackson Self Retaining Retractor pour résister à des charges mécaniques lourdes et à des cycles répétés d'autoclave hospitalier, offrant aux blocs opératoires de chirurgie rachidienne, orthopédique et neurologique du monde entier une durabilité et une stabilité clinique exceptionnelles.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest