



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteurs de tête humérale modifiés Dingo

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteurs de tête humérale modifiés Dingo

SKU RM-DMHHR-1

\$134 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Dingo Modified Humeral Head Retractor	Longueur 10" (25.5 cm), pointe incurvée dentelée	\$134
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$134

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les écarteurs de tête humérale modifiés Dingo sont des instruments orthopédiques spécialisés pour l'épaule, conçus spécifiquement pour assurer un déplacement sûr et antidérapant de l'humérus proximal lors de l'arthroplastie totale de l'épaule et de la réparation des fractures. Conçus avec une courbure anatomique qui épouse le col de l'humérus, ces écarteurs permettent aux assistants chirurgicaux d'appliquer un levier constant sans glisser sur les marges osseuses humides ou ostéoporotiques.

Conçu pour les reconstructions articulaires exigeantes, ce modèle d'écarteurs de tête humérale modifiés Dingo présente une portée totale de 10 pouces (25.5 cm, \$134). Son extrémité de travail est dotée de pointes incurvées et dentelées spécialisées, explicitement conçues pour mordre fermement dans l'os cortical, empêchant tout déplacement accidentel pendant la préparation de la glène. Le manche robuste offre un avantage mécanique et un contrôle tactile, réduisant la fatigue de l'utilisateur lors de longues procédures de reconstruction de l'épaule.

Forgés à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker fabrique les écarteurs de tête humérale modifiés Dingo pour résister au couple orthopédique élevé et aux cycles d'autoclave hospitaliers répétés, offrant aux équipes de reconstruction de l'épaule et de médecine sportive du monde entier une durabilité fiable et une précision clinique.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest