



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель реберный Cooley Rib Spreader

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ль реберный Cooley Rib Spreader

SKU RM-CRS-SERIES-2

\$319 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Младенческий профиль — 12 mm x 16 mm — 95 mm максимальное разведение — Торакальный доступ у новорожденных и младенцев, хирургия врожденных пороков сердца	RM-CRS-SERIES-2-1	\$319
Pediatric Profile — 15 mm x 30 mm — 140 mm максимальный раствор — Педиатрические кардиохирургические вмешательства и торакотомия	RM-CRS-SERIES-2-2	\$329
Стандартный взрослый профиль — 21 mm x 44 mm — 150 mm максимальное разведение — Стандартная взрослая торакотомия, лобэктомия и резекция легкого	RM-CRS-SERIES-2-3	\$339
Большой взрослый профиль — 35 mm x 50 mm — 200 mm максимальное разведение — Бариатрическая торакальная хирургия, глубокие доступы к средостению	RM-CRS-SERIES-2-4	\$349

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Cooley Rib Spreader — это признанный во всем мире кардиоторакальный хирургический ретрактор, разработанный специально для безопасного и постепенного разведения межреберных промежутков во время сердечно-сосудистых, легочных и медиастинальных операций. Оснащенный изогнутыми

окончатыми латеральными лопатками, которые плавно фиксируются на краях ребер, этот инструмент позволяет хирургу равномерно распределять противотягу, предотвращая переломы ребер и обеспечивая беспрепятственный обзор торакальной полости.

Линейка Cooley Rib Spreader разработана для пациентов любого телосложения и включает четыре клинических профиля: Infant (\$319) с браншами 12 mm × 16 mm и максимальным раскрытием 95 mm; Pediatric (\$329) с браншами 15 mm × 30 mm и раскрытием 140 mm; Standard Adult (\$339) с браншами 21 mm × 44 mm и раскрытием 150 mm; и Large Adult (\$349) с браншами 35 mm × 50 mm и раскрытием 200 mm. Инструмент изготовлен вручную из немецкой нержавеющей стали операционного класса, а его винтовой привод надежно фиксируется под механическим напряжением.

Обладая антибликовым сатинированным покрытием, продукция Retractor Maker выдерживает многократные циклы автоклавирования, обеспечивая кардиохирургическим центрам и торакальным операционным исключительную механическую стабильность, коррозионную стойкость и долговечность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest