



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Brewster Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Brewster Retractor

SKU RM-BRW-1

\$159 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
クラス 'E' (1.9 × 3.8 cm)	RM-BRW-1-1	\$159
クラス 'D' (4.4 × 2.5 cm)	RM-BRW-1-2	\$164
クラス 'C' (5.1 × 3.5 cm)	RM-BRW-1-3	\$169
クラス 'B' (5.7 × 4.4 cm)	RM-BRW-1-4	\$174
クラス 'A' (6.3 × 4.7 cm)	RM-BRW-1-5	\$179

製品詳細

Brewster Retractorは、深い軟部組織層、筋層、および創縁の確実で滑りのない術野露出を提供するために特別に設計された、汎用性の高い手保持式手術用開創器です。堅牢なシャンクと解剖学的に輪郭形成された遠位ブレードを備えたこの器具は、脆弱な組織縁を圧挫することなく、助手が持続的かつ強固なカウンター・トラクションをかけることを可能にします。

多様な解剖学的深度に対応できるよう、Brewster Retractorシリーズには5つの標準化されたブレードサイズが用意されています：サイズ 'A' (6.3 × 4.7 cm, \$179)、サイズ 'B' (5.7 × 4.4 cm, \$174)、サイズ 'C' (5.1 × 3.5 cm, \$169)、サイズ 'D' (4.4 × 2.5 cm, \$164)、およびサイズ 'E' (1.9 × 3.8 cm, \$159)。各サイズには筋膜や筋肉の縁をしっかりと捉える滑らかな保持リップが統合されており、クリアな術野を維持しながらブレードの滑脱を防ぎます。

Retractor Makerは、光の反射を抑えたサテンマット仕上げの医療グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用して本製品を製造しています。強い牽引力や繰り返しの滅菌サイクルにも耐えうる耐久性を備え、一般外科、形成外科、整形外科のチームに長期的な臨床的信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest