



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Obwegeser Ramus

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Écarteur Obwegeser Ramus

SKU RM-ORR-22-1

\$49 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Obwegeser Ramus Retractor	Longueur totale 22 cm, lame de branche anatomique incurvée.	\$49
Housse / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$49

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Obwegeser Ramus est un instrument chirurgical maxillofacial indispensable, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement atraumatique des tissus mous et une exposition osseuse sécurisée le long de la branche montante de la mandibule pendant la chirurgie orthognathique. Conçu avec une courbure anatomique en crochet qui se positionne fermement sur le bord postérieur de la mandibule, cet instrument permet aux chirurgiens de réaliser des coupes osseuses avec des scies alternatives tout en protégeant les structures vasculaires profondes et les branches du nerf facial contre les traumatismes accidentels.

Conçu pour un dégagement intra-oral optimal, cette configuration de l'écarteur Obwegeser Ramus présente une longueur totale d'outil de 22 cm (\$49). Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), ses bords de lame polis en douceur épousent proprement le cortex osseux, évitant les déchirures muqueuses ou les blessures par écrasement localisé des muscles masséter et ptérygoidien médial. La poignée ergonomique offre aux assistants opératoires un levier manuel stable tout au long des ostéotomies prolongées.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur Obwegeser Ramus pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux blocs opératoires de chirurgie orale, maxillofaciale et reconstructrice faciale du monde entier une stabilité mécanique exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité totale à l'autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest