



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор Biggs Mammoplasty Retractor, волноводный

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ретрактор Biggs Mammaplasty Retractor, ВОЛНОВОДНЫЙ

SKU RM-BMRFO-1

\$239 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Biggs Mammaplasty Retractor, Fiber Optics	Фенестрированное лезвие 50 mm, световод, аспирационная трубка
1	Универсальный разъем для световода	Подключается к стандартным операционным волоконно-оптическим кабелям
1	Защитный чехол / коробка	Стандартная транспортная упаковка

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор Biggs Mammaplasty Retractor, волноводный — это высококлассный инструмент для хирургии молочной железы с подсветкой, разработанный для обеспечения превосходной визуализации операционного кармана и активного очищения поля во время эстетической и реконструктивной маммопластики. Интегрируя высокоинтенсивное волоконно-оптическое освещение с непрерывным каналом аспирации дыма и жидкости, этот ретрактор устраняет темные зоны и одновременно удаляет электрохирургический шлейф.

Данная конфигурация Biggs Mammaplasty Retractor, волноводный, предназначенная для сложных хирургических манипуляций, имеет лезвие стандартной ширины 50 mm (\$239). Его рабочая часть имеет специальную фенестрированную структуру, которая обеспечивает отличную механическую тракцию и стабильность на железистых тканях, минимизируя локальное контактное давление. Встроенный волоконно-оптический жгут оснащен универсальным креплением, совместимым со стандартными кабелями осветителей (Storz, Olympus, Wolf, ACMI), что гарантирует бесшовную интеграцию в условия операционной.

Изготовленный из медицинской немецкой хирургической нержавеющей стали и оптических стеклянных волокон с высокой пропускной способностью с антибликовым сатинированным покрытием, Retractor Maker производит Biggs Mammoplasty Retractor, волноводный в нестерильном виде. Инструмент полностью автоклавируем, обладает исключительной долговечностью, оптической четкостью и клинической эффективностью для центров хирургии молочной железы по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest