



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Casper Cervical Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron

Casper Cervical Retractor

SKU RM-CCR-115-1

\$199 USD


VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Casper Cervical Retractor Chassis	11.5 cm Rahmen, 4-armiges klappbares Transversal-Design, 85 mm Spreizung	\$199
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$199

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Casper Cervical Retractor ist eine fortschrittliche, selbsthaltende Wundspreizer-Plattform, die speziell für die zuverlässige, multiplanare Weichteileexposition in der anterioren Halswirbelsäulenchirurgie entwickelt wurde. Dank seines artikulierten, vierarmigen Transversal-Chassis passt sich dieses Instrument reibungslos an den Nacken des Patienten an, verteilt die Retraktionskraft gleichmäßig über die Wundränder und schützt gleichzeitig empfindliche viszerale Strukturen.

Gefertigt nach klinischen Rahmenstandards, weist dieses Modell des Casper Cervical Retractor eine Gesamtrahmenlänge von 11.5 cm (\$199) auf und erreicht eine maximale Öffnungsweite von 85 mm. Seine vier klappbaren Arme ermöglichen eine vielseitige intraoperative Positionierung, die sich an die patientenspezifische Lordose anpasst und lokale Muskelischämien verhindert. Der integrierte mechanische Ratschen-Arretierungsmechanismus hält die Retraktionsspannung automatisch aufrecht, macht eine manuelle Fixierung überflüssig und bietet kompromisslose Stabilität für die Cage-Insertion.

Geschmiedet aus erstklassigem, medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit blendfreiem Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Casper Cervical Retractor für die Beständigkeit gegenüber repetitiven Krankenhaus-Sterilisationszyklen. Er bietet Wirbelsäulenchirurgen außergewöhnliche mechanische Steifigkeit, präzise Ratschenkontrolle und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest