



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Love Uvula Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Love Uvula Ekartör

SKU RM-LUR-17-1

\$59 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
18 mm genişliğinde uç	RM-LUR-17-1-1	\$59
20 mm geniş bıçak	RM-LUR-17-1-2	\$64

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Love Uvula Ekartör, adenoid ve posterior farenks cerrahisi sırasında uvula ve yumuşak damağın güvenli, atravmatik bir şekilde kaldırılması ve ekarte edilmesi için özel olarak geliştirilmiş uzman bir otolaringoloji cerrahi ekartördür. Anatomik olarak kavisli distal ucu ile tasarlanan bu ekartör, yumuşak damağın serbest kenarını nazıkçe kavrayarak nazofaringeal boşluğu mukozal kontüzyon veya yırtılmaya neden olmadan net bir şekilde açığa çıkarır.

Optimum ağız içi manevra kabiliyeti için üretilen bu Love Uvula Ekartör, asistanın ellerini ağız boşluğunun dışında tutarken konforlu bir manuel erişim sağlayan 17 cm uzunluğunda yekpare bir gövdeye sahiptir. Birinci sınıf cerrahi sınıf Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen enstrüman, iki farklı çalışma ucu genişliği sunar: Pediyatrik ve dar damak yapıları için 18 mm genişliğinde uç (\$59) ve yetişkin anatomisinde uvulayı geri çekmek için optimum kontrol sağlayan 20 mm genişliğinde uç (\$64). Düz ergonomik sapı, dengeli ve yorulmadan manuel kaldıraç gücü sağlar.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Love Uvula Ekartör'ü tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretmiştir; dünya çapındaki KBB üniteleri, plastik cerrahi klinikleri ve hastane ameliyathaneleri için yüksek korozyon direnci, sarsılmaz yapısal sertlik ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest