



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Parker-Tommy Wundhaken

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Parker-Tommy Wundhaken

SKU RM-PTR-16-1

\$39 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Parker-Tommy Retractor	16 cm Gesamtlänge, asymmetrische doppelendige gebogene Klingen	\$39
Schutzhülle / Box	Einzeltransportverpackung	\$39

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Parker-Tommy Retractor ist ein vielseitiger doppelendiger chirurgischer Wundhaken, der speziell für die zuverlässige Retraktion von Wundrändern und Weichteilen in verschiedenen Tiefen bei allgemein chirurgischen, orthopädischen und plastischen Eingriffen entwickelt wurde. Ausgestattet mit gegensätzlichen gebogenen Klingen an einem zentralen Griff, ermöglicht dieses Instrument OP-Teams den mühelosen Übergang zwischen oberflächlicher subkutaner Retraktion und tieferer Faszienelevation.

In einer Standardkonfiguration für effiziente Gewebeverdrängung gefertigt, weist dieser Parker-Tommy Retractor eine Gesamtlänge von 16 cm (\$39) auf. Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), bietet das asymmetrische Doppelend-Profil glatte, abgerundete Ränder, die Wundränder sauber fassen, ohne Gewebetraumata zu verursachen. Das flache Design des Mittelgriffs bietet OP-Assistenten eine stabile, ermüdungsfreie manuelle Hebelwirkung während des gesamten Eingriffs.

Geschmiedet mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Parker-Tommy Retractor so an, dass er wiederholten Sterilisationszyklen standhält. Er bietet hohe Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Steifigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit für Operationssäle, Traumazentren und ambulante Kliniken weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest