



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

El Destekli Cobra Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



El Destekli Cobra Ekartör

SKU RM-CRHR-1

\$169 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Cobra Retractor with Hand Rest	10.22" uzunluk, 32 mm bıçak, entegre el desteği	\$169
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$169

ÜRÜN AÇIKLAMASI

El Destekli Cobra Ekartör, özellikle total kalça artroplastisi ve rekonstrüktif eklem cerrahisi sırasında üstün mekanik kaldıraç gücü sağlamak ve asistan yorgunluğunu minimize etmek için tasarlanmış gelişmiş bir ortopedik cerrahi ekartördür. Sapı boyunca entegre edilmiş ergonomik bir el desteği platformu ile tasarlanan bu alet, cerrahi asistanların kavramalarını sabitlemelerine ve ellerini desteklemelerine olanak tanıyarak yüksek karşı çekiş yüklerini kolaylıkla sürdürmelerini sağlar.

Pürüzsüz anatomik boşluk sağlamak üzere üretilen bu El Destekli Cobra Ekartör modeli, 10.22 inç (\$169) toplam uzunluğa ve 32 mm genişliğinde bir bıçağa sahiptir. Kavisli model mimarisi, periostu yırtmadan ağır kas tabakalarının altına kayarak femoral ve pelvik kemik konturları etrafında pürüzsüz, derin doku retraksiyonunu kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Distal uç, kuvvetli eklem oyma işlemleri sırasında kazara yerinden çıkmayı önlemek için kortikal kenarlara güvenli bir şekilde takılır.

Yansıma yapmayan saten mat yüzeyli, yüksek gerilimli birinci sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, El Destekli Cobra Ekartör'ü yoğun kaldıraç kuvvetlerine ve tekrarlanan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üreterek ortopedik cerrahi ekiplerine eşsiz konfor ve klinik güvenilirlik sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest