



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Stieber Kaburga Tutucu Retraktör Kiti

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Stieber Kaburga Tutucu Retraktör Kiti

SKU RM-SRGRK-4999-1

\$4,999 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Lees Merkez Platformu	Ana çapraz çubuğu özel Hydra Yoke çift kollu ataşmana bağlar
1	Hydra Yoke Çift Kol	Tek direk kurulumunu, çift taraflı erişim için rijit bir çift kollu çerçeveye dönüştürür
1	Kelebek Somunlu Dikey Direk	Standart dik destek direği; masanın sol tarafına monte edilmelidir
1	V-Çentikli Dikey Direk	Çift sabitlemeli dikey direk, çerçeve dengesi ve anti-rotasyon stabilitesi sağlar
1	İki Parçalı Yatay Çubuk	Üst göğüs/karın bölgesine kilitlenen ağır hizmet tipi yatay çapraz çubuk
2	Oluklu 3/D Swinger Ray Kelepçeleri	Dikey destek direklerini ameliyat yatağının raylarına güvenli bir şekilde kilitler
1	Stieber Küçük Platform (Sol)	Sol taraftaki retractor bıçağını ileri veya geri yönlendiren mandal muhafazası
1	Stieber Küçük Platform (Sağ)	Sağ taraftaki retractor bıçağını ileri veya geri yönlendiren mandal muhafazası
1	Stieber Büyük Platform (Sol)	Sol operatif alanda yapısal kaldırıcı sağlayan dış anatomik kanat
1	Stieber Büyük Platform (Sağ)	Sağ operatif alanda yapısal kaldırıcı sağlayan dış anatomik kanat

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
2	Stieber Döndürme Kolları	Mandallı bıçakları manuel olarak ilerletmek veya geri çekmek için kullanılan takılabilir sürücü kolları
1	Stieber İğnesi	Platform düzeneklerini güvenli bir şekilde kilitlemek veya gevşetmek için kullanılan özel ayar pimi aracı
2	Stieber Mandallı Bıçak (Boyut 4A)	Orta derinlikli ağır hizmet tipi yapısal bıçak (A Tipi veya B Tipi kollarla birlikte gönderilir)
2	Stieber Mandallı Bıçak (Boyut 5A)	Derin profilli ağır hizmet tipi yapısal bıçak (A Tipi veya B Tipi kollarla birlikte gönderilir)
1	Koruyucu Saklama / Kutu	Standart ağır hizmet tipi taşıma ve saklama çantası
Mekanik Bağlantı Tipi	Bıçak Kolu Varyantı	Hareket Aralığı Detayı
Sabit / Kalıcı Pim Kurulumu	A Tipi Kollar	Bıçak rotasyonunu kesinlikle tek bir düz düzlemle sınırlar
Yuvalı Uç / D değiştirilebilir	B Tipi Kollar	Tam çok düzlemli rotasyon sağlar; inatçı kostal kenarları kaldırmak için idealdir

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Stieber Kaburga Tutucu Retraktör Kiti, karaciğer rezeksiyonları, transplantasyonları ve kompleks üst GI cerrahisi sırasında güvenli, güçlü kostal kenar yükseltmesi ve geniş üst karın maruziyeti sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış, uluslararası alanda tanınan, masaya monte subkostal kaldırma sistemidir. Doğrudan ameliyat masasının her iki yan rayına monte edilen ultra sert çift taraflı bir çerçeve ile tasarlanan bu kit, alt kostal kemer boyunca sürekli mekanik yukarı ve dışa doğru çekiş uygulayarak hepatik kubbeyi, vena kava inferioru ve diyafram altı boşlukları, cerrahi asistanlarının manuel çekişini gerektirmeden açığa çıkarır.

Klinik çerçeve spesifikasyonlarına göre üretilen bu Stieber Kaburga Tutucu Retraktör Kiti komple seti (\$4,999), kapsamlı çok bileşenli mekanik bir montajı entegre eder. Alman paslanmaz çeliğinden el yapımı olan sistem; bir Lees Merkez Platformu, Hydra Yoke Çift Kol, sol taraf yatak montajı için Kelebek Somunlu bir Dikey Direk, V-Çentikli bir anti-rotasyon Dikey Direk, üst göğüs/karın boyunca kilitlenen ağır hizmet tipi İki Parçalı Yatay Çubuk ve İki Oluklu 3/D Swinger Ray Kelepçesi içerir. Operatif ayırma, çift küçük mandallı platformlar (Sol ve Sağ), çift büyük anatomik kaldırma platformları (Sol ve Sağ), iki adet takılabilir Stieber döndürme kolu ve özel bir ayar iğne pimi aracı aracılığıyla kontrol edilir. Sistem, A Tipi (sabit/kalıcı pim) veya B Tipi (yuvalı/değiştirilebilir tam çok düzlemli dönen) kollarla seçilebilen iki adet 4A boyutunda orta derinlikli ve iki adet 5A boyutunda derin profilli mandallı bıçak içerir.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülmüş Retractor Maker, Stieber Kaburga Tutucu Retraktör Kitini, dünya genelindeki hepatik transplantasyon ünitelerine, hepatobiliyer cerrahi tiyatrolarına ve onkoloji ameliyathanelerine olağanüstü yapısal sağlamlık, korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sağlayarak, büyük kaldırma yüklerine ve tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmektedir.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest