



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Image-Line ACF Distraksiyonlu Hızlı Bırakma Ekartör Seti

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Image-Line ACF Distraksiyonlu Hızlı Bırakma Ekartör Seti

SKU RM-ILACF-QR-1

\$4,999 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Derinlik Ölçer	Renk kodlu
2	Yaylı Sap	Hızlı Bırakma Mekanizması
1	Boylamsal Çerçeve	Standart Hızlı Bırakma
1	Boylamsal Çerçeve (Panther Kaplamalı)	Parlama Emici Yüzey
1	Enine Çerçeve	Standart Hızlı Bırakma
1	Enine Çerçeve (Panther Seramik)	Seramik Yansıma Yapmayan Kaplama
2	Künt Bleyd	30 mm, gümüş
2	Künt Bleyd	35 mm, mavi
2	Künt Bleyd	40 mm, kırmızı
2	Künt Bleyd	45 mm, yeşil
2	Künt Bleyd	50 mm, mor
2	Künt Bleyd	55 mm, siyah
2	Künt Bleyd	60 mm, altın
2	Künt Bleyd	65 mm, lacivert

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
2	Künt Bleyd	70 mm, açık yeşil
2	Künt Bleyd	75 mm, turuncu
1	Bleyd, Kısa Dişli	30 mm, gümüş
1	Bleyd, Kısa Dişli	35 mm, mavi
1	Bleyd, Kısa Dişli	40 mm, kırmızı
1	Bleyd, Kısa Dişli	45 mm, yeşil
1	Bleyd, Kısa Dişli	50 mm, mor
1	Bleyd, Kısa Dişli	55 mm, siyah
1	Bleyd, Kısa Dişli	60 mm, altın
1	Bleyd, Kısa Dişli	65 mm, lacivert
1	Bleyd, Uzun Dişli	30 mm, gümüş
1	Bleyd, Uzun Dişli	35 mm, mavi
1	Bleyd, Uzun Dişli	40 mm, kırmızı
1	Bleyd, Uzun Dişli	45 mm, yeşil
1	Bleyd, Uzun Dişli	50 mm, mor
1	Bleyd, Uzun Dişli	55 mm, siyah
1	Bleyd, Uzun Dişli	60 mm, altın
1	Bleyd, Uzun Dişli	65 mm, lacivert
2	Mikro Bleyd, Künt	14 × 35 mm, mavi
2	Mikro Bleyd, Künt	14 × 40 mm, kırmızı
2	Mikro Bleyd, Künt	14 × 45 mm, yeşil
2	Mikro Bleyd, Künt	14 × 50 mm, mor
2	Mikro Bleyd, Künt	14 × 55 mm, siyah
2	Mikro Bleyd, Künt	14 × 60 mm, altın
2	Mikro Bleyd, Kısa Dişli	14 × 35 mm
2	Mikro Bleyd, Kısa Dişli	14 × 40 mm

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
2	Mikro Bleyd, Kısa Dişli	14 × 45 mm
2	Mikro Bleyd, Kısa Dişli	14 × 50 mm
2	Mikro Bleyd, Kısa Dişli	14 × 55 mm
2	Mikro Bleyd, Kısa Dişli	14 × 60 mm
1	CVB Twist Matkap	8 mm derinlik, 5¾" uzunluk
1	CVB Distraktör Matkap Kılavuzu, Sol	Standart
1	CVB Distraktör Matkap Kılavuzu, Sağ	Standart
1	Vertebral Body Distraktör, Sol	100 mm rack
1	Vertebral Body Distraktör, Sağ	100 mm rack
2	CVB Torna Vida, Silikon Saplı	Standart
1	Çok Seviyeli Distraktör, Sol	120 mm rack, 90 mm uzatma
1	Çok Seviyeli Distraktör, Sağ	120 mm rack, 90 mm uzatma
1	Kemik Grefti Tutucusu	8 × 15 mm uç, 210 mm uzunluk
1	Kemik Grefti İmpaktörü	3 mm
1	Kemik Grefti İmpaktörü	5 mm
1	Kemik Grefti İmpaktörü	8 mm
1	Greft Kesici	Ayarlanabilir derinlik 8.75", 7 mm genişlik
1	ACF Kumpas	9"
1	Sterilizasyon Kutusu	Ağır Hizmet Tipi Düzenleyici Kutu

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Image-Line ACF Distraksiyonlu Hızlı Bırakma Ekartör Seti, anterior servikal füzyon (ACDF) prosedürleri sırasında servikal ekspozisyonu, interbody distraksiyonu ve kemik grefti yerleştirilmesini kolaylaştırmak için tasarlanmış gelişmiş bir spinal enstrüman platformudur. Özel hızlı bırakma mekanik çerçeve kilitleri ve yaylı sapları entegre eden bu sistem, cerrahi hemşirelerin ve omurga cerrahlarının steril alanı bozmadan bleydleri anında değiştirmesine ve gerilimi ayarlamasına olanak tanır.

Zorlu servikal omurga rekonstrüksiyonları için tasarlanan Image-Line ACF Distraksiyonlu Hızlı Bırakma Ekartör Seti; standart ve parlamayı emen Panther Kaplamalı/Seramik boylamsal ve enine konfigürasyonlar dahil olmak üzere dört ayrı çerçeveye sahiptir. Set; renk kodlu derinlik ölçer, 56 ekartör bleydi (künt doku, kısa dişli, uzun dişli ve mikro profiller), sol ve sağ 100 mm ve 120 mm rack distraktörler, bir CVB matkap/driver sistemi, kemik

grefti tutucusu, üç impaktör (3 mm, 5 mm, 8 mm), ayarlanabilir greft kesici ve 19" (48.3 cm) kumpas içerir.

Cerrahi sınıf Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan), yüksek dayanıklılığa sahip Panther seramik kaplamalar ve otoklavlanabilir silikondan üretilen Retractor Maker, Image-Line ACF Distraksiyonlu Hızlı Bırakma Ekartör Seti ürününü steril olmayan şekilde ve özel ağır hizmet tipi sterilizasyon kutusu içinde tam otoklavlanabilir olarak sunarak üstün ameliyathane ömrü ve cerrahi hassasiyet sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest