



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Легочный ретрактор Allison

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Легочный ретрактор Allison

SKU RM-ALR-1

\$79 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Младенческий / Педиатрический — 20 mm × 23 cm	RM-ALR-1-1	\$79
Pediatric Compact — 30 mm × 11 cm	RM-ALR-1-2	\$89
Стандартный — 40 mm × 25.5 cm	RM-ALR-1-3	\$99
Adult Intermediate — 42 mm × 29 cm	RM-ALR-1-4	\$109
Взрослая широкая — 54 mm × 31 cm	RM-ALR-1-5	\$119
Adult Extra-Wide — 65 mm × 31 cm	RM-ALR-1-6	\$129

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Легочный ретрактор Allison (часто называемый лопаткой Allison) — это незаменимый ручной торакальный инструмент, предназначенный для удержания и отведения ткани легкого от перикарда и средостения. Конструкция с рабочей частью в виде гибкой проволочной сетки равномерно распределяет силу давления по широкой поверхности контакта, предотвращая локальные ушибы паренхимы и разрывы тканей.

Подходящий для неонатальных, педиатрических и взрослых торакальных вмешательств, ретрактор Allison от Retractor Maker выпускается в шести различных анатомических типоразмерах. Варианты варьируются от компактных моделей шириной 20 мм и длиной 23 см для новорожденных до широких лопаток 65 мм при длине 31 см для взрослых, включая стандартную конфигурацию 40 мм на 25.5 см. Эргономичная цельнометаллическая рукоятка обеспечивает хирургу точную тактильную обратную

связь и надежный рычаг во время длительных кардиохирургических и легочных процедур.

Изготовленный из немагнитной медицинской нержавеющей стали с антибликовым сатиновым покрытием, ретрактор Allison от Retractor Maker выдерживает многократные циклы автоклавирования, сохраняя механическую гибкость и надежность, необходимые для кардиоторакальных отделений по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest