



BROCHURE PRODUIT DE

Cadre d'écarteur rigide pour microdiscectomie de type
McCulloch

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015


✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Cadre d'écarteur rigide pour microdiscectomie de type McCulloch

SKU RM-MMRRF-14-1

\$384 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Cadre d'écarteur rigide pour microdiscectomie de type McCulloch	Dimensions / Détails : longueur totale 14 cm, châssis rigide non articulé, entraînement par engrenage · Quantité incluse : 1	\$384
Housse de protection / Boîte	Dimensions / Détails : emballage de transport individuel · Quantité incluse : 1	\$384

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le cadre d'écarteur rigide pour microdiscectomie de type McCulloch est un châssis d'écarteur rachidien autostatique de premier plan, conçu spécifiquement pour établir un couloir opératoire fixe et mains libres lors des microdiscectomies lombaires et des décompressions rachidiennes postérieures. Conçu pour accueillir des valves latérales et des crochets modulaires, ce châssis rigide élimine toute obstruction visuelle sous les microscopes opératoires, assurant une rétraction tissulaire stable tout au long de la navigation interlaminaire délicate.

Doté d'une empreinte mécanique standard, ce cadre d'écarteur rigide pour microdiscectomie de type McCulloch présente une longueur totale de cadre de 14 cm (\$384). Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), sa géométrie structurale intègre un châssis de base autostatique rigide et non articulé qui résiste à la flexion sous les charges musculaires paraspinales denses. Son mécanisme d'écartement à engrenage de précision permet une ouverture fluide et micro-calibrée, offrant aux chirurgiens un contrôle total sur la tension tissulaire tout en préservant un couloir optique ouvert.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique le cadre d'écarteur rigide pour microdiscectomie de type McCulloch pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, fournissant aux centres de neurochirurgie et de rachis du monde entier une rigidité mécanique inégalée, une haute résistance à

la corrosion et une fiabilité clinique complète.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest