



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Bremerich Mandibular Channel Retractor (下顎骨用チャンネル
リトラクター)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines



Bremerich Mandibular Channel Retractor (下顎骨用チャンネル リトラクター)

SKU RM-BMCR-1

\$44 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
18 cm	RM-BMCR-1-1	\$44
22.5 cm	RM-BMCR-1-2	\$49

製品詳細

Bremerich Mandibular Channel Retractorは、下顎枝の後縁および下縁を安全かつ安定して術野展開するために設計された、口腔外科・形成外科において不可欠なリトラクターです。先端のチャンネルリップは、皮質骨の縁に沿って確実に固定されるよう湾曲しており、回転器具や振動鋸から顔面血管や軟部組織を保護します。

精密な口腔内操作のために構築されたこのBremerich Mandibular Channel Retractorは、非常に限られた術野内でのアクセスを劇的に向上させる10 mmのスリムなブレード形状を採用しています。標準的な口腔外科手術用の18 cm (\$44) と、深部の下顎枝へのアプローチに適した22.5 cm (\$49) の2種類の全長から選択可能です。人間工学に基づいたハンドルは、外科助手に滑りにくい確実な操作性を提供し、長時間の骨切り術における手の疲労を軽減します。

Retractor Makerは、反射を抑えたサテンマット仕上げの医療グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用しており、病院での繰り返しの滅菌サイクルに耐え、優れた耐食性と信頼性の高い耐久性を口腔外科、顎顔面外科、形成外科医に提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest