



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Shea Retractor With Fiber Optic Guide

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Shea Retractor With Fiber Optic Guide

SKU RM-SRFOG-22-1

\$139 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Shea Retractor With Fiber Optic Guide	22 cm Länge, 14.5 mm breite Klinge, integriertes Lichtbündel
1	Universal-Lichtkabeladapter	Zum Anschluss an Standard-OP-Glasfaserkabel
1	Schutzhülle / Box	Standard-Transportverpackung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Shea Retractor With Fiber Optic Guide ist ein erstklassiger, beleuchteter chirurgischer Retraktor, der speziell für die Verbindung von atraumatischer Weichteilverdrängung mit direkter, schattenfreier optischer Beleuchtung in engen Operationskanälen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem integrierten Glasfaserkanal entlang des Schafts, leitet dieses Instrument intensives Kaltlicht direkt an das Arbeitsende und eliminiert Schatten in tiefen subfaszialen und fazialen Ebenen, ohne dass zusätzliche Lichtstäbe erforderlich sind.

Diese Konfiguration des Shea Retractor With Fiber Optic Guide ist für häufige Autoklavierzyklen ausgelegt und hochgradig korrosionsbeständig bei einer Gesamtlänge von 22 cm (\$139). Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) kombiniert mit hochtransmittierenden Glasfasern, verfügt die 14.5 mm breite Klinge über glatte, abgerundete Ränder zum Schutz empfindlicher Hautlappen und Nerven. Die integrierte Beleuchtungseinheit verfügt über einen Universalanschluss, der mit Standard-OP-Lichtleitkabeln (Storz, Olympus, Wolf, ACMI) kompatibel ist.

Gefertigt mit einem blendfreien seidenmatten Finish auf den Metalloberflächen, stellt Retractor Maker den Shea Retractor With Fiber Optic Guide nach strengsten klinischen Standards her, um Zentren für plastische, rekonstruktive und HNO-Chirurgie weltweit unübertroffene optische Klarheit, strukturelle Steifigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit zu bieten.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest