



# RETRACTOR MAKER

## FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Shea con guía de fibra óptica

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Separador Shea con guía de fibra óptica

**SKU** RM-SRFOG-22-1

**\$139 USD**

### LISTA DE COMPONENTES

| CANTIDAD | COMPONENTE                            | DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN                                         |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1        | Shea Retractor With Fiber Optic Guide | Longitud de 22 cm, hoja de 14.5 mm de ancho, haz de luz integrado |
| 1        | Adaptador universal para cable de luz | Se conecta a cables de fibra óptica estándar de quirófano         |
| 1        | Funda / Caja protectora               | Embalaje de transporte estándar                                   |

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Shea Retractor With Fiber Optic Guide es un separador quirúrgico iluminado de primer nivel, diseñado específicamente para combinar el desplazamiento atraumático de tejidos blandos con iluminación óptica directa y sin sombras en corredores quirúrgicos confinados. Diseñado con un canal de fibra óptica integrado a lo largo de su eje, este instrumento dirige una luz intensa y fría directamente al extremo de trabajo, eliminando las sombras en los planos subfasciales y faciales profundos sin necesidad de terminales de luz secundarios.

Construido para soportar ciclos frecuentes de esterilización en autoclave manteniendo una alta resistencia a la corrosión, esta configuración del Shea Retractor With Fiber Optic Guide presenta una longitud total del instrumento de 22 cm (\$139). Fabricado a mano en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el ancho de la hoja de trabajo incorpora un diseño expansivo de 14.5 mm de ancho, contorneado con márgenes suaves y redondeados para proteger los colgajos cutáneos y nervios delicados. El conjunto de iluminación integrado cuenta con un conector universal compatible con los cables de luz estándar de quirófano (Storz, Olympus, Wolf, ACMI).

Forjado con un acabado mate satinado antirreflejante en las superficies metálicas expuestas, Retractor Maker fabrica el Shea Retractor With Fiber Optic Guide para cumplir con los estándares clínicos más rigurosos,

proporcionando a los centros quirúrgicos de cirugía plástica, reconstructiva y otorrinolaringología de todo el mundo una claridad óptica, rigidez estructural y durabilidad total en autoclave inigualables.



# GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

## CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Sitios web

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

## SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest