



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Obwegeser 下顎縁開創器 (マンディブラ・チャンネル・リトラクター)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines

Donald Cameron



Obwegeser 下顎縁 開創器 (マンディブ ラ・チャンネル・リ トラクター)

SKU RM-OMCR-1

\$44 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
8 mm チャンネル径	RM-OMCR-1-1	\$44
10 mm チャンネルサイズ	RM-OMCR-1-2	\$49

製品詳細

Obwegeser 下顎縁開創器は、下顎枝矢状分割術 (SSRO) において、安全で非侵襲的な軟組織の圧排と骨縁の保護を目的に設計された、顎顔面外科手術に不可欠なレトラクターです。下顎皮質の下縁にしっかりと固定される解剖学的なチャンネル溝を備えており、外科医が顔面動脈、前顔面静脈、および下顎縁枝を完全に遮蔽しながら、下縁の骨切りを行うことを可能にします。

精密な術野確保のために設計されたこの Obwegeser 下顎縁開創器は、2つの標準的なブレード幅パラメータで提供されます。狭い下顎縁用の 8 mm サイズ (\$44) と、より広い骨解剖に対応する 10 mm サイズ (\$49) です。高品質なドイツ製サージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用した仕上げにより、優れた強度と耐食性を実現しています。滑らかなチャンネル形状は皮質骨にしっかりと密着し、頸部筋膜面への滑り込みを防ぎます。人間工学に基づいたハンドルは、助手の疲労を軽減し、手動での確実なレバレッジを提供します。

反射を抑えたサテンマット仕上げの Retractor Maker 製 Obwegeser 下顎縁開創器は、繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐え、世界中の口腔外科、顎顔面外科、顔面再建外科医に卓越した機械的安定性、耐食性、および完全な臨床的耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest