



製品パンフレット

Mathieu Finger Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Mathieu Finger Retractor

SKU RM-MFR-16-1

\$34 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Mathieu Finger Retractor	寸法/詳細: 全長16 cm、幅8.0 mm、各端3本爪（鋭または鈍） ・ 数量: 1	\$34
保護スリーブ / 外箱	寸法/詳細: 個別輸送用パッケージ ・ 数量: 1	\$34

製品詳細

Mathieu Finger Retractorは、手の外科、形成外科、および小外科手術において、繊細で滑りにくい皮弁の挙上や軟部組織の牽引を行うために特別に設計された、不可欠な両頭式外科用レイク牽引器です。中央のバランスの取れたハンドルで両端の3本爪のワーキングエンドを連結した構造により、器具を持ち替えることなく、異なる組織ベクトル間でのスムーズな移行を可能にします。

狭い術野での最適な触覚コントロールを実現するため、このMathieu Finger Retractorは全長16 cm (\$34)、ワーキングブレード幅8.0 mmで構成されています。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作りされており、各端の3本の爪は先端形状を選択可能です。組織損傷を最小限に抑える穏やかな操作には鈍（Blunt）タイプ、緻密な真皮において確実に強固な固定が必要な場合には鋭（Sharp）タイプが適しています。フラットな中央ハンドルにより、安定した手動レバレッジが保証されます。

反射防止のサテンマット仕上げを施したRetractor Maker製のMathieu Finger Retractorは、繰り返しの滅菌サイクルに耐えるよう製造されており、世界中の外来手術センター、形成外科、手外科クリニックに、優れた耐久性、耐食性、および完全なオートクレーブ対応を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest