



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Langenbeck Green Wundhaken

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Langenbeck Green Wundhaken

SKU RM-LGR-1

\$44 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
17 cm	RM-LGR-1-1	\$44
und 22 cm	RM-LGR-1-2	\$49

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Langenbeck Green Wundhaken ist ein unverzichtbarer chirurgischer Handretractor, der speziell für die sichere, atraumatische Verlagerung von Weichgewebe und Muskeln bei Schilddrüsen-, Hals- und allgemein-chirurgischen Eingriffen entwickelt wurde. Durch die Kombination eines verlängerten, rechtwinkligen Blattes mit einer nach unten gebogenen Halte-Lippe ermöglicht dieses Instrument dem chirurgischen Assistenten, eine konstante Gegenzugkraft auf empfindliche Gewebeschichten aufrechtzuerhalten, ohne lokale Hämatome zu verursachen.

Mit einer adaptiven Größenmatrix wird der Langenbeck Green Wundhaken in zwei Gesamtlängen angeboten: 17 cm (\$44) für oberflächliche Halspräparationen und 22 cm (\$49) für tiefere Operationsfelder. Das aus hochwertigem deutschem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) handgefertigte Instrument bietet zwei passende Blattformate: ein schmales, 25 mm langes × 6 mm breites Blatt für enge Korridore an der Schilddrüse und ein mittleres, 41 mm langes × 11 mm breites Blatt für eine breitere muskuläre Elevation. Sein flacher, ergonomischer Griff gewährleistet eine stetige, ermüdungsfreie manuelle Kontrolle.

Geschmiedet mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Langenbeck Green Wundhaken so, dass er wiederholten Autoklavenzyklen im Krankenhaus standhält, und bietet Operationssälen, HNO-Abteilungen und ambulanten Chirurgiezentren weltweit außergewöhnliche Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständige klinische Zuverlässigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest